

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/irygator-bezprzewodowy-waterpik-wp-580eu-bialy-opis-p-376.html>



Irygator bezprzewodowy Waterpik WP-580EU biały OPIS

Cena	369,00 zł
Numer katalogowy	Waterpik WP-580EU
Kod producenta	Waterpik WP-580EU
Kod EAN	0073950320436
Marka	Waterpik
Funkcje	regulacja ciśnienia
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Zasilanie	akumulatorowe
Kolor	biały
Liczba końcówek w zestawie	4
Liczba stopni regulacji ciśnienia	3
EAN (GTIN)	0073950320436
Model	WP-580EU
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7
Rodzaj	bezprzewodowy
Czas pracy bezprzewodowej	45
Pojemność zbiornika	207
Rodzaj strumienia	ciągły
Kod producenta	Waterpik WP-580EU

Opis produktu



STAN TOWARU : POWYSTAWOWY, UŻYWANY PREZENTACYJNIE, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, URZĄDZENIE MOŻE POSIADAĆ ŚLADOWE ILOŚCI WODY PO SPRAWDZENIU POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA, URZĄDZENIE POSIADA RYSY TRANSPORTOWE, W ZESTAWIE BRAK WSZYSTKICH KOŃCÓWEK, POKROWCA I ŁADOWARKI (zdjęcie 3), ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE DOKŁADNIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 489 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Irygator bezprzewodowy Waterpik WP-580EU biały

Specyfikacja:

- **Marka:** Waterpik
 - **Źródło zasilania:** Zasilany akumulatorem
 - **Funkcja specjalna:** Wygodne użytkowanie
 - **Korzyści związane z produktem:** Nawilżenie
 - **Kolor:** Blanco
 - **Zalecane zastosowania dla produktu:** higiena jamy ustnej, usuwanie płytki nazębnej, czyszczenie między zębowe, i stosowanie z implantami, aparatami lub głębokimi kieszeniami dziąseł higiena jamy ustnej, usuwanie płytki nazębnej, czyszczenie między zębowe, i stosowanie z implantami, aparatami lub głębokimi kieszeniami.
-
- Czystsze zęby – oczyszczanie wodą jest o 50% skuteczniejsze niż tradycyjne nitkowanie oraz pozostawia w ustach poczucie świeżości i czystości.
 - Łatwe usuwanie płytki nazębnej – płukanie usuwa do 99,9% płytki nazębnej z czyszczonych obszarów w ciągu 3 sekund. Idealny irygator dla osób, które mają trudności z używaniem nici i wykałaczek.
 - Bezpiecznie i delikatnie – irygator dentystyczny do implantów, koron, mostów lub kieszonek dziąsłowych. Z końcówką do aparatu ortodontycznego jest do trzech razy skuteczniejszy niż nić dentystyczna.





- Mocniejsze działka – końcówka masuje i stymuluje dziąsła w celu poprawy krążenia, a także utrzymania ich zdrowia. Produkt łączy ciśnienie i pulsacje, aby dotrzeć między zęby i pod linię dziąseł.
- Idealny w podróży – lekki, przenośny irygator do zębów waterpik jest wyposażony w poręczne etui oraz magnetyczną ładowarkę USB z funkcją szybkiego ładowania. Pełny akumulator już w 4 godziny.















