

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/termometr-bezdotykowy-na-podczerwien-infrared-termometr-kwl-f02-p-501.html>



Termometr bezdotykowy na podczerwień infrared termometr KWL-F02

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	LEKARZA DLA DZIECKA DZIECI LEKARSKI DOMOWY
Kod producenta	LEKARZA DLA DZIECKA DZIECI LEKARSKI DOMOWY
Kod EAN	4016842577897
Szerokość produktu	8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Zasilanie	bateryjne
Wyświetlacz	LCD
Liczba zapamiętywanych pomiarów	32
EAN (GTIN)	4016842577897
Marka	ARSA GO
Wysokość produktu	15
Cechy dodatkowe	alarm gorączki
Rodzaj	bezdotykowy
Kolor	biały
Miejsce pomiaru	czoło
Czas pomiaru	1
Kod producenta	LEKARZA DLA DZIECKA DZIECI LEKARSKI DOMOWY
Model	DOKŁADNY WYŚWIETLACZ PRECYZYJNY ARSA GO

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM CO OZNACZA, ŻE PRODUKT MÓGŁ BYĆ UŻYWANY NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 DNI, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, ZESTAW KOMPLETNY, PRODUKT POSIADA ŚLADY W POSTACI LEKKICH RYS ORAZ PRZYBRUDZEŃ, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ZASTĘPCZE.

CENA KATALOGOWA: 49 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Termometr bezdotykowy na podczerwień infrared termometr KWL-F02

DANE TECHNICZNE:

- **Marka:** Minnie
- **Przedział wiekowy (opis):** Dziecko
- **Rodzaj zamknięcia:** Klips

Termometr bezdotykowy na podczerwień KWL-F02 – opis produktu


Ten **bezgraniczny termometr na podczerwień** zapewnia szybki, higieniczny i bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Wystarczy zbliżyć sensor do czoła (z zachowaniem odpowiedniej odległości) i nacisnąć przycisk — wynik odczytasz natychmiast na czytelnym wyświetlaczu LCD.





Produkt cechuje się:

- **Bezdotykowy pomiar** – zwiększona higiena i wygoda użytkowania, idealny dla maluchów i w środowiskach medycznych.
- **Łatwa obsługa** – intuicyjna i szybka, bez potrzeby specjalistycznego przeszkolenia.
- **Szybkość działania** – pomiar temperatury w mgnieniu oka.
- **Przyjazny interfejs** – duży, podświetlany wyświetlacz gwarantuje czytelność nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- **Pamięć pomiarów** – w modelu XL-F02 (przez wielu uznawanym za analogiczny) możliwe jest przechowywanie nawet 32 wcześniejszych odczytów, co ułatwia monitorowanie zmian temperatury.



Operation manual of infrared forehead temperature gun

1. Technical parameter

Model	KWL-F02
Measuring Method	Non contact type
Measuring Distance	5cm-8cm
Temperature Measurement Range	Not narrower than 35 °C ~42 °C
Accuracy Of Body Temperature Measurement	35°C~42°C±0.2°C
Storage Service Temperature	-20°C~55°C
Service Temperature	16°C~35°C
Using Batteries	D. C3V (2 No. 7 batteries)
Minimum Reading	0.1°C
Response Time	1S
Automatic Shutdown	<60 seconds
Color Display	Green, red, yellow
Size	150*85*45mm
Weight	105g

2. Set operation

- 1: When the operating range of the ambient temperature exceeds 16 °C ~ 35 °C, the forehead temperature gun will prompt err, or stop providing the temperature value.
- 2: in the body temperature mode, if the measured temperature is lower than 35 °C, "Lo °C" will be displayed; Above 42 °C, the "Hi °C" prompt signal is displayed.
- 3: When the LCD displays "LO", it indicates that the battery is in a low battery state.
- 4: When there is no operation after the test, it will enter the shutdown state within 1 minute.
- 5: The machine has 32 groups of memory for human body and object.
- 6: In standby mode, briefly press the "+" key for 2 seconds to start memorizing and querying the measured temperature. Briefly press the "+" key to increase and the "-" key to decrease. Press and hold the + key and the - key for 5 seconds at the same time to delete all memories
- 7: In standby mode, briefly press "setting key" to switch between "body temperature" and "object temperature" (default body temperature mode when starting up)









