

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/urzadzenie-do-mikrodermabrazji-beautifly-b-derma-p-1167.html>



Urządzenie do mikrodermabrazji BEAUTIFLY B-Derma

Cena	69,00 zł
Numer katalogowy	ZESTAW MINT
Kod producenta	ZESTAW MINT
Kod EAN	5903003700906
Marka	Beautifly
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Kolor	zielony
EAN (GTIN)	5903003700906
Model	B-Fresh
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie	5
Kod producenta	ZESTAW MINT

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCIEM, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSKI, W ZESTAWIE BRAKUJE GŁOWIC, SZCZOTECZKI SONICZNEJ (przekreślone na drugim zdjęciu), PRZEWODU USB-C ORAZ WYMIENNYCH FILTRÓW, ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE DOKŁADNIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, ORYGINALNE OPAKOWANIE.

CENA KATALOGOWA: 239 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Urządzenie do mikrodermabrazji BEAUTIFLY B-Derma

DANE TECHNICZNE:

- **Funkcje:** 4 tryby mocy ssącej, Oczyszczanie i usuwanie obumarłego naskórka, Zmniejsza widoczność porów
- **Kolor:** Miętowy
- **Moc ssąca [kPa]:** 48
- **Załączona dokumentacja:** Instrukcja obsługi w języku polskim
- **Model producenta:** B-Derma + B-Fresh

Możliwości

B-Derma usuwa rógową warstwę naskórka poprzez stopniowe, kontrolowane, mechaniczne ścieranie połączone z masażem **próżniowo-ujędrniającym**. W efekcie likwiduje wągrzy i zaskórniki, pozostawiając cerę gładką i rozświetloną.

Główce z mikrodrobinkami diamentowymi w połączeniu z masażem podciśnieniowym ujędrniają i wygładzają skórę. Powodują spłykanie małych blizn i zredukowanie drobnych zmarszczek oraz zniwelowanie uczucia wiotkości. Zabieg może być stosowany przez osoby z cienką, wrażliwą i alergiczną cerą.





Sposób użycia:

- 1** - oczyścić i osuszyć twarz, następnie wykonać **kilkuminutową parówkę lub położyć na twarz ciepły ręcznik**. Rozluźni to skórę i otworzy pory. Następnie nałożyć końcówkę Microcrystalline na dużą, okrągłą nakładkę urządzenia.
- 2** - uruchomić urządzenie i przyłożyć końcówkę do twarzy. Zaczynaj od brody poruszając urządzenie od dołu do góry.
- 3** - przyłożyć urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa.
- 4** - przyłożyć urządzenie do czoła, przesuwaj od środka do zewnątrz z obu stron.
- 5** - w ostatnim etapie dostosuj intensywność zasysania i przyłożyć końcówkę do policzków. Przesuwaj urządzenie **od wewnętrznej do zewnętrznej strony, od dołu do góry**.
- 6** - po zakończonym zabiegu przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem.

Stosować w odstępach 7-14 dni.







BEAUTIFLY
Model: B-Derma
Napięcie: DC 3.7V
Moc: 0.74W













