

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/urzadzenie-do-mikrodermabrazji-beautifly-b-derma-pro-brak-glowic-p-1287.html>



Urządzenie do mikrodermabrazji Beautifly B-Derma PRO BRAK GŁOWIC

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	5903003700784
Kod producenta	5903003700784
Kod EAN	5903003700784
Marka	Beautifly
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Zasilanie	akumulatorowe
Kolor	biały
Szerokość urządzenia	4
Wysokość urządzenia	4
EAN (GTIN)	5903003700784
Model	B-Derma PRO
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Moc	0.75
Napięcie	5
Długość urządzenia	6.5
Kod producenta	5903003700784

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM CO OZNACZA, ŻE PRODUKT MÓGŁ BYĆ UŻYWANY NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 DNI, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, URZĄDZENIE POSIADA LEKKIE RYSKI ORAZ LEKKIE PRZYBRUDZENIA, W ZESTAWIE BRAKUJE 4xGŁOWIC ORAZ KABLA , DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI PONIŻEJ, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 1 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 279zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU

Urządzenie do mikrodermabrazji diamentowej BEAUTIFLY B-Derma PRO

- **Moc ssąca [kPa]:** 61
- **Liczba wymiennych głowic [szt]:** 7
- **Liczba wymiennych filtrów [szt]:** 6
- **Funkcje:** 4 tryby mocy ssącej, Głębokie oczyszczanie, Masaż podciśnieniowy
- **Wyposażenie:** 1 x przewód USB do ładowania, 7 x głowica, Podstawka, Wymienne filtry
- **Zasilanie:** Akumulatorowe

Profesjonalne urządzenie do mikrodermabrazji

Mikrodermabrazja diamentowa BEAUTIFLY B-Derma PRO to zabieg dla skóry zmagającej się z niedoskonałościami takimi jak zaskórniki, rozszerzone pory, przebarwienia czy blizny. Jest nowoczesną i bardzo skuteczną metodą mechanicznego złuszczenia rógowej warstwy naskórka, a jej efekty widoczne są już po kilku zabiegach.

Mikrodermabrazja nie tylko usuwa zanieczyszczenia, sebum oraz martwy naskórek, ale również stymuluje procesy produkcji kolagenu i elastyny. Niebieskie światło fotonowe hamuje powstawanie bakterii i wpływa korzystnie na cerę trądzikową. W efekcie skóra staje się gładka, bardziej napięta, jaśniejsza, znikają przebarwienia, rozstępy stają się mniej widoczne, a większe blizny spłycone. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i można wykonywać go na całym ciele.

System masażu próżniowego poprawia jędrność i owal twarzy. Masaż podciśnieniowy wspomaga lepszą cyrkulację krwi i limfy sprawiając, że skóra jest elastyczna, lepiej ukrwiona, a opuchnięcia i obwisła skóra ulegają zmniejszeniu.

Wymienne głowice

Głowica mikrokrystaliczna z drobinkami diamentowymi usuwa martwy i zrogowaciały naskórek oraz blizny potrądzikowe. **Ponad 100 000 naturalnych cząsteczek ścierających** sprawia, że cera pozostaje gładka i rozświetlona.

Duża, okrągła głowica dzięki wytworzonej próżni łagodnie masuje, przez co poprawia mikrokrążenie i wpływa na napięcie skóry.

Mała, okrągła głowica ułatwia usuwanie wągrów oraz zaskórników z trudno dostępnych miejsc.

Owalna głowica stosowana do redukcji drobnych linii twarzy podnosi i wzmacnia strukturę skóry oraz wpływa na jej elastyczność.





Cechy

- 4 tryby mocy ssącej
- niebieskie światło fotonowe

-
- mikrocząsteczki diamentowe
 - 7 wymiennych głowic
 - wymienne filtry
 - ładowanie indukcyjne

Sposób użycia

- 1.** Oczyszczyć i osuszyć twarz, następnie wykonać kilkuminutową parówkę lub położyć na twarz ciepły ręcznik. Rozluźni to skórę i otworzy pory. Następnie nałożyć końcówkę mikrokrystaliczną na dużą okrągłą nakładkę urządzenia
- 2.** Uruchomić urządzenie i przyłożyć końcówkę do twarzy. Zaczynaj od brody poruszając urządzenie od dołu do góry
- 3.** Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa
- 4.** Następnie przyłóż urządzenie do czoła i przesuwaj od środka do zewnątrz z obydwu stron
- 5.** W ostatnim etapie dostosuj intensywność zasysania i przyłóż końcówkę do policzków. Przesuwaj urządzenie od wewnętrznej do zewnętrznej strony, od dołu do góry
- 6.** Po zakończonym zabiegu przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem

Stosować w odstępach 7-14 dni.







Microdermabrasion and blackhead remover
Model: B-Derma PRO / Power: 5V ~ 1A
Importer: Beautifly Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Poland
Designed by Beautifly in Europe / Produced in China

BEAUTIFLY CE

















