

Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 13:26

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/inhalator-nebulizator-ultradzwiekowy-gotze-jensen-pnb500-p-1412.html>



Inhalator nebulizator ultradźwiękowy GOTZE & JENSEN PNB500

Cena	69,00 zł
Numer katalogowy	PNB500
Kod producenta	PNB500
Kod EAN	5907589346534
Marka	Götze & Jensen
Rodzaj	ultradźwiękowe
Kolor	biały
Tryb pracy	przerywany
EAN (GTIN)	5907589346534
Model	PNB500
Zasilanie	bateryjne
Skład zestawu	maska dla dorosłych
Kod producenta	PNB500

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, ZESTAW KOMPLETNY, POSIADA LEKKIE RYSKI, DOKŁADNY STAN TOWARU ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATOLOGOWA: 99 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Inhalator nebulizator ultradźwiękowy GÖTZE & JENSEN PNB500

Specyfikacja:

- **Pozostałe wyposażenie:** Etui, Maski dla dorosłych i dzieci, Pojemnik na lek, Przewód DC 5V, Ustnik
- **Kolor:** Białoszary
- **Funkcje dodatkowe:** Automatyczne wyłączanie, Cicha praca, Efektywne rozpylanie, Technologia ultradźwiękowa, Timer
- **Wyrób medyczny:** Nie
- **Rodzaj:** Inhalator
- **Typ:** Ultradźwiękowy
- **Zasilanie:** Baterijne, Sieciowe
- **Szybkość nebulizacji [ml/min]:** 0.2
- **Przenośny:** Tak
- **Poziom hałasu [dB]:** 50
- **Tryb pracy:** Przerwywany
- **Wymiary [cm]:** 17.5 x 14 x 8
- **Waga [kg]:** 0.116

Wydajny i cichy

Inhalator/nebulizator **GÖTZE & JENSEN PNB500** został stworzony z wykorzystaniem nowoczesnej **technologii membranowej**, która pozwala uzyskać aerozol złożony z cząsteczek tej samej wielkości. Wyróżnia się także **bardzo cichą pracą** - zaledwie **do 50 dB**. Dzięki temu możesz zabrać go ze sobą wszędzie i używać go w każdej sytuacji, nie przejmując się hałasem. Do tego **niska waga** sprawia, że korzystanie z inhalatora jest bardzo wygodne, również dla dzieci. Urządzenie ma zbiornik na lek o pojemności **10 ml**, który podawany jest z prędkością około **0,2 ml/min**.





W domu i w podróży

GÖTZE & JENSEN PNB500 doskonale sprawdza się zarówno, jako urządzenie przenośne, jak i domowy inhalator. To dlatego, że możesz zasilać go za pomocą **baterii lub zasilania sieciowego**. Urządzenie nie pobiera dużo prądu - na jednym zestawie baterii może pracować maksymalnie tydzień, w przypadku użycia przez 20 minut każdego dnia. Wbudowany **timer** zaprogramowany został właśnie na **20 minut**, więc po tym czasie urządzenie **wyłączy się automatycznie**.













! Po każdej nebulizacji wyczyść pojemnik
na lek oraz jednorazowe głowice i osłony.
• Zgodnie z instrukcją obsługi.



