



Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ZASTĘPCZE.

CENA KATOLOGOWA: 49 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

NEBULIZATOR RF9 MASKA MAŁA AKCESORIA DO INHALATORA

DANE TECHNICZNE:

- **Dedykowana marka:** Flaem
- **Dedykowany model:** 4Neb
- **Informacje dodatkowe:** Antyalergiczna
- **Liczba sztuk w opakowaniu:** 3
- **Materiał wykonania:** Tworzywo sztuczne
- **Przeznaczenie:** Do nebulizacji
- **Zastosowanie:** Dla dorosłych
- **Zawartość zestawu:** 1 x maska, 1 x nebulizator, 1 x ustnik

Nebulizator Flaem RF9 posiada system, który pozwala wybrać żądaną wielkość cząstek w 4 trybach pracy

Cząsteczki większe niż 7 μm (nebulizator w pozycji 0) dla górnych dróg oddechowych, duża prędkość nebulizacji;

Cząsteczki większe niż 5 μm (nebulizator w pozycji 1) do leczenia obszaru tchawiczo-oskrzelowego;

Cząsteczki między 3 a 4 μm (nebulizator w pozycji 2) do leczenia oskrzeli;

Cząsteczki między 2 a 3 μm (nebulizator w pozycji 3) lekarstwo dociera do pęcherzyków płuc.

Flaem RF9 Nebulizator dla dzieci z zmniejszoną dyspersją

System zaworów optymalizuje dostarczanie pacjentowi lekarstwa i ogranicza jego rozproszenie. Nebulizator jest łatwy w czyszczeniu, wszystkie elementy można zdemontować i umyć. Nebulizator pozwala na prostą zmianę wielkości cząsteczek przez przekręcenie pokrywki RF9.





FLAEM
Medical Devices

RF9

**PHthalates
& BPA FREE**

IT > MANUALE ISTRUZIONI D'USO
EN > OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL
FR > MODE D'EMPLOI
NL > GEBRUIKSAANWIJZING

DE > BEDIENUNGSANLEITUNG
ES > MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
PL > INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
EA > ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ITALIANO pag. 4
ENGLISH pag. 15
FRANÇAIS pag. 26
NEDERLANDS pag. 37
DEUTSCH S. 48
ESPAÑOL pag. 59
POLSKI str. 70
ΕΛΛΗΝΙΚΑ str. 81















