

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/niekompletny-inhalator-nebulizator-oromed-oro-mesh-family-opis-p-1458.html>



NIEKOMPLETNY Inhalator nebulizator OROMED ORO-MESH FAMILY OPIS!

Cena	35,00 zł
Numer katalogowy	5904305746791
Kod producenta	5904305746791
Kod EAN	5904305746791
Głębokość produktu	17.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.35
Rodzaj	membranowe
Kolor	niebieski
Skład zestawu	maska dla dorosłych
Szybkość inhalacji	0.25
Pojemność zbiornika na lek	8
EAN (GTIN)	5904305746791
Wartość rezydualna	0.5
Marka	Oromed
Szerokość produktu	5.5
Wysokość produktu	11
Waga produktu	100
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Zasilanie	bateryjne
Poziom hałasu	0
Tryb pracy	ciągły
Średnia wielkość cząsteczek MMAD	1.3
Fracja respirabilna	95
Kod producenta	5904305746791
Model	Oro-Mesh

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN WIZUALNY BARDZO DOBRY, URZĄDZENIE SIĘ WŁĄCZA, STAN TECHNICZNY NIE ZOSTAŁ SPRAWDZONY Z POWODU BRAKU ZBIORNIKA, W ZESTAWIE BRAKUJE GÓRNEJ CZĘŚCI NEBULIZATORA (zbiornika), MASKI DLA DOROSŁYCH, MASKI DLA DZIECI, USTNIKA, KABLA ORAZ BATERII (zaznaczone na zdjęciach), DOKŁADNY STAN TOWARU ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATOLOGOWA: 169 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Inhalator nebulizator OROMED ORO-MESH FAMILY

Specyfikacja:

- **Typ:** Inhalator, Ultradźwiękowy
- **Produkt na baterie:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

-
- **Zasilanie :** Baterie/akumulatory AA,Sieciowe
 - **Kolor:** Biały, Niebieski
 - **Wymiary:** 45 x 63 x 123 mm
 - **Waga:** 79 g

Technologia membranowa

OROMED ORO-MESH FAMILY wykorzystuje zaawansowaną technologię membranową do generowania subtelnej mgiełki z leków. Działa to na zasadzie drgań membrany, co pozwala na **równomierne i precyzyjne rozproszenie leku**.

Dokładna dawka leku

Dzięki technologii membranowej inhalator zapewnia precyzyjny strumień leku o wartości **0.2 ml/min**, co pozwala na dokładne i skuteczne dostarczenie leków do dróg oddechowych.

Skuteczność terapeutyczna

Inhalator jest skonstruowany w taki sposób, aby zapewniać maksymalną **skuteczność terapeutyczną**. Subtelna mgiełka przenika głęboko do dróg oddechowych, co zwiększa efektywność leczenia.





Prosta obsługa

Urządzenie jest **łatwe w obsłudze**, dzięki czemu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać inhalacje w domu. Posiada intuicyjny interfejs, który pozwala na precyzyjną kontrolę procesu.

Inhalator **działa bardzo cicho 50dB.**, co jest istotne, aby nie zakłócać spokoju podczas inhalacji, szczególnie w przypadku dzieci.

Odpowiednie leki

W inhalatorze **OROMED ORO-MESH FAMILY** można stosować tylko **leki przeznaczone do inhalacji w inhalatorach ultradźwiękowych/siatkawkowych**. Takie informacje znajdują się w ulotkach leków. Przed zastosowaniem należy się z nią zapoznać. **Nie wolno stosować substancji o dużej gęstości** (oleistych i produktów na bazie olejów oraz roztworów, które zawierają tłuste lub zawieszane cząstki). **Nie należy stosować preparatu Nebu-dose hialuronid oraz Nebu-dose plus**, ponieważ roztwory te wykazują optymalne działanie tylko przy użyciu inhalatorów pneumatyczno-tłokowych, w związku z czym mogą wystąpić problemy w przypadku stosowania z innym typem inhalatora.



















 **oromed**
DBAJ O ZDROWIE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MEMBRANOWEGO
INHALATORA
MODEL: ORO-MESH FAMILY

