

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/niekompletny-inhalator-nebulizator-siateczkowy-misure-mi-mesh-p-698.html>



NIEKOMPLETNY inhalator nebulizator siateczkowy MISURE Mi-Mesh

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	1RTNQQO-QKZ3QN
Kod producenta	1RTNQQO-QKZ3QN
Kod EAN	5906846164027
Marka	Misure
Waga produktu	95
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Zasilanie	akumulatorowe
Kolor	biały
Tryb pracy	ciągły
Średnia wielkość cząsteczek MMAD	2.5
Frakcja respirabilna	70
EAN (GTIN)	5906846164027
Model	UN300
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.28
Rodzaj	kieszonkowe
Moc	2
Skład zestawu	maska dla dorosłych
Szybkość inhalacji	0.26
Pojemność zbiornika na lek	10
Wartość rezydualna	0.52
Kod producenta	1RTNQQO-QKZ3QN

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN WIZUALNY I TECHNICZNY BARDZO DOBRY, PRODUKT POSIADA DELIKATNE RYSY, W ZESTAWIE BRAKUJE DWÓCH MASEK, USTNIKA, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KABŁA USB, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATOLOGOWA: 99 Zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Inhalator nebulizator siateczkowy MISURE Mi-Mesh

DANE TECHNICZNE:

- **Kolor:** Biało-niebieski
- **Funkcje dodatkowe:** 2 prędkości
- **Wyrób medyczny:** Nie
- **Rodzaj:** Nebulizator
- **Typ:** Membranowy
- **Zasilanie:** Bateriajny, Port USB
- **Szybkość nebulizacji [ml/min]:** 0.25
- **Ciśnienie robocze [bar]:** 1.06
- **Przenośny:** Tak
- **Poziom hałasu [dB]:** 50
- **Tryb pracy:** Ciągły
- **Wymiary [cm]:** 6.5 x 5 x 11.9
- **Waga [kg]:** 0.95
- **Pozostałe wyposażenie:** Etui

Skuteczna terapia

Inhalator nebulizator siateczkowy **MISURE MI-MESH** to rozwiązanie, które zapewnia **skuteczną i komfortową terapię inhalacyjną**. Dzięki zastosowaniu **technologii nebulizacji siateczkowej** urządzenie **generuje wysokiej jakości aerozol leczniczy**, co gwarantuje **efektywność terapii** oraz **długotrwałe utrzymanie parametrów aerozolu**.

Łatwa obsługa

Jego **cicha praca (głośność ≤ 50 dB)** oraz **ergonomiczne wymiary (65 mm x 50 mm x 119 mm)** sprawiają, że jest idealnym wyborem **do użytku domowego, w podróży oraz w placówkach opieki zdrowotnej**. Nebulizator jest **łatwy w obsłudze** dzięki **jednemu przyciskowi sterującemu**, co **ułatwia korzystanie zarówno dorosłym, jak i dzieciom**.





Mobilny

Nebulizator może być **zasilany 2 bateriami AA lub przez złącze USB-C (zasilacz sieciowy 5 V DC, 1A)**, co zwiększa jego **mobilność i praktyczność**. Dodatkowo **podświetlenie urządzenia** ułatwia inhalację w warunkach niskiego oświetlenia, co **zwiększa wygodę użytkowania**.

Bezpieczne użytkowanie

Nebulizator **MISURE MI-MESH** jest **solidnie wykonany i łatwy w konserwacji**, co pozwala na **długotrwałe i bezpieczne użytkowanie**. Spełnia **wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i jakości**, co **potwierdzają odpowiednie certyfikaty**. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje **skutecznej terapii inhalacyjnej w komfortowych warunkach**.









⚠ Please connect the medicine cup to the machine tightly. Distilled water is not applicable. (Normal saline is recommended). Wash with warm water after use to prevent clogging.

MFG 2023/10/24 LOT 202310003
(11)251024 (10)202310003
(01)06973893500035





